

**Лабораторное оборудование производства  
Thermo Scientific**

№	Номер по каталогу	Описание	Цена ДДП-Санкт-Петербург (без учета НДС), евро	НДС 18% (евро)	Наличие РУ МЗ, +/-
<b>Микроцентрифуги</b>					
1	75002450	<b>MicroCL 17</b> микроцентрифуга в комплекте с угловым ротором 24 x 1,5/2 мл (13.300 об/мин, 17.000 g) и герметичной крышкой. <b>РУ МЗ – в наличии.</b>	<b>2 245,02</b>	<b>0,00</b>	+
2	75002455	<b>MicroCL 17R</b> микроцентрифуга с охлаждением в комплекте с угловым ротором 24 x 1,5/2 мл (13.300 об/мин, 17.000 g) и герметичной крышкой <b>РУ МЗ – в наличии.</b>	<b>5 117,34</b>	<b>0,00</b>	+
3	75002465	<b>MicroCL 21</b> микроцентрифуга в комплекте с угловым ротором 24 x 1,5/2 мл (14.800 об/мин, 21.000 g) и герметичной крышкойю <b>РУ МЗ – в наличии.</b>	<b>2 686,68</b>	<b>0,00</b>	+
4	75002470	<b>MicroCL 21R</b> микроцентрифуга с охлаждением в комплекте с угловым ротором 24 x 1,5/2 мл (14.800 об/мин, 21.000 g) и герметичной крышкойю <b>РУ МЗ – в наличии.</b>	<b>5 722,20</b>	<b>0,00</b>	+
<b>Центрифуги низкоскоростные и мультифункциональные</b>					
5	75003630	Labofuge 200 настольная вентилируемая центрифуга, микропроцессорное управление, в комплекте с ротором 12 x 10/15 мл (5.300 об/мин, 3.030 g).	<b>1 770,00</b>	<b>318,60</b>	–
6	75004000	SL16 многофункциональная настольная вентилируемая центрифуга, в комплекте с горизонтальным ротором TX-200 (4x180 мл, 5 500 об/мин, 5 580 g), стаканами, аэрозоль-непроницаемыми крышками и адаптерами под круглодонные пробирки 10/15 мл (28шт.) и 5/7 мл (32шт.).	<b>6 570,00</b>	<b>0,00</b>	+
7	75004000	SL16 многофункциональная настольная вентилируемая центрифуга, в комплекте с горизонтальным ротором TX-200 (4x180 мл, 5 500 об/мин, 5 580 g), стаканами, аэрозоль-непроницаемыми крышками и адаптерами под конические пробирки 50 мл (4шт.) и 15 мл (20шт.).	<b>6 570,00</b>	<b>0,00</b>	+
8	75004000	SL16 многофункциональная настольная вентилируемая центрифуга, в комплекте с горизонтальным ротором TX-400 (4x400 мл, 5 000 об/мин, 4 696 g), , стаканами, аэрозоль-непроницаемыми крышками и адаптерами под круглодонные пробирки 10/15 мл (56шт.) и 5/7 мл (76шт.).	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	+
9	75004000	SL16 многофункциональная настольная вентилируемая центрифуга, в комплекте с горизонтальным ротором ТТХ-400 (4x400 мл, 5 000 об/мин, 4 696 g), стаканами, аэрозоль-непроницаемыми крышками и адаптерами под конические пробирки 50 мл (16шт.) и 15 мл (36шт.).	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	+
10	75004030	SL16R многофункциональная настольная центрифуга с охлаждением, в комплекте с горизонтальным ротором TX-200 (4x180 мл, 5 500 об/мин, 5 580 g), стаканами, аэрозоль-непроницаемыми крышками и адаптерами под круглодонные пробирки 10/15 мл (28шт.) и 5/7 мл (32шт.).	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	+
11	75004030	SL16R многофункциональная настольная центрифуга с охлаждением, в комплекте с горизонтальным ротором TX-200 (4x180 мл, 5 500 об/мин, 5 580 g), стаканами, аэрозоль-непроницаемыми крышками и адаптерами под конические пробирки 50 мл (4шт.) и 15 мл (20шт.).	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	+
12	75004030	SL16R многофункциональная настольная центрифуга с охлаждением, в комплекте с горизонтальным ротором TX-400 (4x400 мл, 5 000 об/мин, 4 696 g), стаканами, аэрозоль-непроницаемыми крышками и адаптерами под круглодонные пробирки 10/15 мл (56шт.) и 5/7 мл (76шт.).	<b>11 320,00</b>	<b>0,00</b>	+

13	75004030	SL16R многофункциональная настольная центрифуга с охлаждением, в комплекте с горизонтальным ротором TX-400 (4x400 мл, 5 000 об/мин, 4 696 g), стаканами, аэрозоль-непроницаемыми крышками и адаптерами под конические пробирки 50 мл (16шт.) и 15 мл (36шт.).	11 320,00	0,00	+
<b>Ламинарные шкафы</b>					
14	51025411	<b>MSC Advantage</b> Шкаф ламинарный, II класс микробиологической безопасности, вертикальный поток воздуха, 2/4 электрические розетки, в комплекте с подставкой, УФ-лампой, ширина рабочей поверхности - 120 см	9 223,86	1 660,29	+
<b>CO<sub>2</sub>-инкубаторы</b>					
15	3423	CO <sub>2</sub> -инкубатор серии <b>8000 WJ</b> (рабочая камера – 184л, водяная рубашка, микропроцессорное управление, инфракрасный датчик CO <sub>2</sub> ). <b>РУ МЗ – в наличии.</b>	10 026,44	0,00	+
16	3429	CO <sub>2</sub> -инкубатор серии <b>8000 WJ</b> (рабочая камера – 184л, водяная рубашка, микропроцессорное управление, термокондуктометрический датчик CO <sub>2</sub> ). <b>РУ МЗ – в наличии.</b>	8 457,20	0,00	+
17	3404	Компактный CO <sub>2</sub> -инкубатор <b>Midi 40</b> (рабочая камера – 39.6л, прямой нагрев, микропроцессорное управление, термокондуктометрический датчик CO <sub>2</sub> )	4 259,51	766,71	–
18	51030287	CO <sub>2</sub> -инкубатор <b>Heracell VIOS 160i</b> (рабочая камера – 165л, прямой нагрев, цикл деконтаминации при 180°C в течение 12 ч, микропроцессорное управление, термокондуктометрический датчик CO <sub>2</sub> )	9 407,07	1 693,27	–
19	51030478	CO <sub>2</sub> -инкубатор <b>Heracell VIOS 160i</b> (рабочая камера – 165л, прямой нагрев, цикл деконтаминации при 180°C в течение 12 ч, микропроцессорное управление, инфракрасный датчик CO <sub>2</sub> )	10 262,26	1 847,21	–
<b>Инкубаторы микробиологические</b>					
20	50125882	<b>IMC18</b> инкубатор (серии HERATHERM Compact) <b>18л</b> , температурный диапазон от 17 до 40°C, принудительная конвекция, 2 полки. <b>РУ МЗ – в наличии.</b>	871,38	-	+
21	51028130	<b>IGS60</b> инкубатор (серии HERATHERM General Protocol) <b>75л</b> , температурный диапазон от Tос +5°C до 75°C; естественная конвекция, 2 полки. <b>РУ МЗ – в наличии.</b>	1 593,80	-	+
<b>Сухожаровые шкафы</b>					
22	51028140	<b>OGS100</b> шкаф сушильный (серии HERATHERM General Protocol), <b>105л</b> , температурный диапазон: от 50 до 250°C, естественная вентиляция, 2 полки. <b>РУ МЗ – в наличии.</b>	1 719,35	-	+
<b>Морозильники низкотемпературные (-40°C)</b>					
23	7240V	<b>Морозильник вертикальный</b> , 368 л, температурный диапазон: от -10С до -40 С, 3 полки, одна дверь. <b>РУ МЗ – в наличии.</b>	8 065,29	1 451,75	+
<b>Морозильники ULT (-86°C)</b>					
24	902	<b>Морозильник вертикальный однодверный серии Forma 900</b> , 368л, температурный диапазон: от -50С до -86 С, 3 полки, 4 внутренних двери. <b>РУ МЗ – в наличии.</b>	11 013,46	1 982,42	+
25	905	<b>Морозильник вертикальный однодверный серии Forma 900</b> , 490л, температурный диапазон: от -50С до -86 С, 3 полки, 4 внутренних двери. <b>РУ МЗ – в наличии.</b>	12 038,20	2 166,88	+
<b>Оборудование для хранения в жидком азоте</b>					
26	CY50925	Locator Jr. криохранилище, 60 л, в комплекте с 4 штативами для размещения 2" криокоробок; 1 штатив - 4 криокоробки, вместимость - 1 600 криопробирок объемом 1,2/2 мл	4 467,83	804,21	–

27	CY50925-70	Locator Jr. Plus криохранилище, 71 л, в комплекте с 4 штативами для размещения 2" криокоробок; 1 штатив - 5 криокоробок, максимальная вместимость - <b>2 000</b> криопробирок объемом 1,2/2 мл	<b>4 751,15</b>	<b>855,21</b>	—
28	CY50935	Locator 4 криохранилище, 111 л, в комплекте с 4 штативами для размещения 2" криокоробок; 1 штатив - 9 криокоробок, максимальная вместимость - <b>3 600</b> криопробирок объемом 1,2/2 мл	<b>5 034,47</b>	<b>906,21</b>	—
29	CY50935-70	Locator 4 Plus криохранилище, 121 л, в комплекте с 4 штативами для размещения 2" криокоробок; 1 штатив - 10 криокоробок, максимальная вместимость - <b>4 000</b> криопробирок объемом 1,2/2 мл	<b>5 460,56</b>	<b>982,90</b>	—
30	CY50985-70	Locator 6 Plus криохранилище, 184 л, в комплекте с 6 штативами для размещения 2" криокоробок; 1 штатив - 10 криокоробок, вместимость - <b>6 000</b> криопробирок объемом 1,2/2 мл	<b>6 168,86</b>	<b>1 110,40</b>	—
31	CY50945	Locator 8 криохранилище, 111 л, в комплекте с 8 штативами для размещения 2" криокоробок; 1 штатив - 9 криокоробок (1 криокоробка - 25 мл-пробирок), вместимость - <b>1 800</b> криопробирок объемом 1,2/2 мл	<b>5 034,47</b>	<b>906,21</b>	—
32	CY50945-70	Locator 8 Plus криохранилище, 121 л, в комплекте с 8 штативами для размещения 2" криокоробок; 1 штатив - 10 криокоробок (1 криокоробка - 25 x 2мл-пробирок), вместимость - <b>2 000</b> криопробирок объемом 1,2/2 мл	<b>5 460,56</b>	<b>982,90</b>	—
33	AY509X1	Роликовая подставка для криохранилищ серии Locator (кроме Locator 6 plus)	<b>332,02</b>	<b>59,76</b>	—
34	AY509X1-70	Роликовая подставка для криохранилищ Locator 6 plus	<b>335,34</b>	<b>60,36</b>	—
35	8130	Сигнализация низкого уровня азота	<b>1 033,68</b>	<b>186,06</b>	—

ООО "Аламед" официальный диллер Thermo Scientific  
+7 495 614 45 97  
[info@alamed.ru](mailto:info@alamed.ru)  
[www.alamed.ru](http://www.alamed.ru)

