

Высокоскоростные настольные многофункциональные центрифуги Модели **GT318C / GTR318C**

классическая серия



Модель GTR318C

- Камера центрифуги из нержавеющей стали
- Антикоррозийное покрытие
- Уплотнительное кольцо устойчиво к высоким температурам
- Микрокомпьютерное управление с ЖК-дисплеем
- Система шумоподавления
- Удобная стойка для хранения роторного ключа
- Автоматическое определение ротора
- 5 программ быстрого доступа
- Датчик дисбаланса
- Защита от превышения скорости
- Защита от перегрева
- Ротор для микропланшетов
- Ротор для ПЦР-стрипов

Параметры	GT318C	GTR318C
Макс. скорость, об / мин	18 000 (с шагом 10)	
Макс. ускорение, g	31 115	
Макс. объем, мл	400	
Диапазон температуры, °C	-	от -20 до 40
Таймер	1 сек – 99 мин 59 сек	
Уровень шума, дБ	≤ 62	≤ 60
Степени разгона / торможения	10 / 10	
Программы	99	
Электропитание	220 ± 22 В, 50 Гц	
Внешние габариты (Д x Ш x В), мм	360 × 490 × 330	610 × 560 × 370
Масса, кг	37	73

Роторы Модели GT318C / GTR318C

Внешний вид	Вместим.	Скорость, об / мин	Макс. ускорение, g	Внешний вид	Вместим.	Скорость, об / мин	Макс. ускорение, g
Горизонтальные роторы							
	4 x 100 мл	4 500	3 010		24 x 1,5 / 2,0 мл	13 000	16 816
	8 x 50 мл	4000	2 680		Планшеты 2 x 2 x 96 лунок	4 000	2 057
Угловые роторы							
	48 x 1,5 / 2,0 мл	13 000	18 327		Стрипы 8 x 8 x 0,2 мл	14 000	15 032
	24 x 1,5 / 2,0 мл	18 000	31 115		12 x 5,0 мл	16 000	17 344
	4 x 100 мл	11 000	14 298		6 x 50 мл	13 000	17 146
	12 x 15 мл	11 000	13 730		12 x 10 мл	13 000	15 228

Информацию о дополнительных роторах уточняйте у продавца