



## Лазерные принтеры для маркировки



### Лазерный принтер для маркировки кассет Alamedtech-CP1

- Двойной магазин, максимальная загрузка 160 кассет (2\*80)
- Объем лотка для выгрузки 8 кассет
- Продуманная конструкция, предотвращает застревание кассеты

### Лазерный принтер для маркировки кассет Alamedtech-CP10

- Шесть магазинов с максимальной загрузкой 600 кассет (6\*100)
- Карусельный тип подачи, одновременно определяет 6 цветов кассет
- Объем лотка для выгрузки 10 кассет, минимизирует ручной процесс и помогает избежать ошибок в последовательности промаркированных кассет



### Печать

- Высокое качество печати, устойчивая к ксилолу, гематоксилину и другим реагентам, не выцветает
- QR-код легко считывается сканером в течение 1 секунды, обеспечивая идеальную скорость сканирования на протяжении всего процесса отслеживания движения образца
- Высокая скорость 3 с/кассета в режиме печати по требованию и до 15 кассет в минуту при пакетной печати

### Совместимость

Совместимы с разным типом кассет от разных производителей, включая кассеты с крышкой, с открытой крышкой, без крышки, кассеты для биопсий (Slimsette)

## Лазерный принтер для маркировки кассет Alamedtech-SP1-UV



- Бесконтактная лазерная маркировка, четкая и долговечная печать
- Компактный, занимает минимум места
- Печать по требованию или пакетная печать
- SP1-UV обеспечивает четкое и высокое качество печати
- Нет необходимости в специальной ленте, картриджах, наклейках, что снижает эксплуатационные расходы
- Небольшие габариты SP1-UV позволяют легко разместить его рядом с микромом, обеспечивая большую гибкость в определении оптимального решения для рабочего процесса в лаборатории

### Печать

- Высокое качество печати, устойчивая к ксилолу и другим растворителям
- Позволяет печатать высококачественные, содержащие большой объем информации 1D и 2D штрих-коды, буквенно-цифровые, графические символы и логотипы

### Совместимость

Совместим с различным типом стекол, оптические, иммуногистохимические. Печатает со скоростью 3 секунды. Экономит время, позволяя персоналу уделять больше времени другим рабочим процессам

### Загрузка

Легко загружается, вмещает до 150 стекол, с возможностью осуществить дополнительную загрузку

### Защита

При открытии защитной крышки **Alamedtech-SP1-UV** автоматически прекращает работу

### Подключение

Принтеры **Alamedtech-CP1 / Alamedtech-CP10 / Alamedtech-SP1-UV** предоставляют различные решения для разработки индивидуальных шаблонов, управления и интеграции с LIS, HIS или LIMS

