

Фармацевтические холодильники серии HFLTP



Фармацевтические холодильники

Предназначены для хранения различных биологических компонентов, материалов и реагентов при температуре от +2°C до +8°C.

Внешняя камера холодильников изготовлена из стали с эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием белого цвета, внутренняя камера из стального листа с поверхностным напылением.

Блок управления/контроля с цифровым дисплеем и сенсорными клавишами расположен на передней верхней части панели морозильника.

Холодильники оснащены одним компрессором импортного производства.

- Надежная система контроля температуры с точностью +0,1°C.
- Система принудительного воздушного охлаждения обеспечивает равномерность температуры и отсутствие образования наледи.
- Внутренняя камера из окрашенной стали легко очищается.
- Дренажная система удаляет воду из холодильника и не требует обслуживания.
- Защита от ошибок контроллера: система охлаждения запоминает стандартный рабочий цикл и продолжает работать.



Блок управления/контроля с цифровым дисплеем и сенсорными клавишами



ПАРАМЕТР	HFLTP 05(310)	HFLTP 05(1000)
Объем, л	316	1006
Количество полок, шт	5	10
Внешние габариты (ШхГхВ), мм	640x582x1880	1220x872x1885
Внутренние габариты (ШхГхВ), мм	540x425x1380	1100x584x1325
Мощность, Вт	215	310
Вес, кг	92,5	207
Температурный диапазон	от 2°C до 8°C	
Тип охлаждения	Принудительное воздушное охлаждение	
Питание	220 В, 50 Гц	
Сигналы тревоги	Температура выше или ниже установленной, ошибка датчика, сбой питания, открытая дверь	