

# CO<sub>2</sub>-инкубаторы с сенсорным дисплеем 191 л, воздушная рубашка

CO<sub>2</sub>-инкубаторы компании Crystal моделей CI и CIB предназначены для создания надежной контролируемой среды in-vitro, обеспечивающей оптимальный рост культуры клеток и микроорганизмов.



## Особенности конструкции

- Камера из полированной нержавеющей стали с закругленными углами легко очищается.
- Сочетание воздушной рубашки и прямого 6-стороннего нагрева обеспечивает точность управления температурой, ее равномерность, быстрое восстановление и стабильность во всем объеме камеры без образования конденсата.
- Наружная дверь с подогревом предотвращает образование конденсата и поддерживает однородность температуры в камере.
- НЕРА-фильтрация в камере обеспечивает очистку класса 100.

## Управление данными через сенсорный экран

- Легкость управления
- Визуализация основных рабочих показателей
- Протоколирование событий с построением графиков и экспорт данных

## Дезинфекция

- Стерилизация при температуре 140°C сухим жаром
- Влажная деконтаминация при 90°C.

## Компактность

- Модели объемом 150 л и 191 л можно ставить друг на друга



Wi-fi модуль и ПО для удаленного доступа (опция)



Сенсорный дисплей с интуитивно понятным интерфейсом

# CO<sub>2</sub>-инкубаторы с сенсорным дисплеем 191 л, воздушная рубашка

Модель	CI-191CXW	CIB-191CXW
Дезинфекция камеры	Сухая стерилизация при 140 °C	Влажная деконтаминация при 90 °C
Объем внутренней камеры	191 л	
Температурный диапазон	Температура окружающей среды +5°C ~ 60°C	
Точность поддержания температуры (при 37°C)	± 0,3°C	
Датчик CO <sub>2</sub>	ИК	
Диапазон концентрации CO <sub>2</sub>	0 - 20%	
Время восстановления температуры после открытия двери через 30 секунд	≤ 6 мин	
Время восстановления уровня CO <sub>2</sub> после открытия двери 30 секунд	≤ 6 мин	
Метод увлажнения	Естественное	
Максимальная влажность	95%	
Направление открытия двери	Под правую руку	
Дисплей	7-дюймовый цветной емкостный сенсорный	
Период экспорта данных	Данные за последние 912 дней	
Стандартное / максимальное количество полок	4 / 13	
Уровень шума	≤ 53 дБ	
Объем поддона для воды	3л	
Максимальная мощность	≤ 1250 Вт	
Требования к электропитанию	220 ± 22 В; 50 / 60 Гц	
Габариты внутренней камеры	540 x 510 x 705 мм	
Внешние габариты	660 x 695 x 1010 мм	
Масса	125 кг	
Защита заданных параметров	Пароль	
Совместимый орбитальный шейкер	OSC-26MW	
Удаленное управление и подключение к Wi-fi	Опция	